



Tuotenumero 254123

ABENA®

Suoja, ABENA Abri-Soft Superdry, 90x60cm, light blue, hahtuva/kuitukangas/PE/SAP

- ✓ Imukykyinen selluloosamassa- ja SAP-ydin
- ✓ Pehmeä ja tasainen kuitukangaspinta
- ✓ Nopea nesteen imeytyminen
- ✓ Nesteenpitävä taustapuoli ja vuotosuojatut reunat lisäävät suojaa



Tuotekuvaus

ABENA Abri-Soft Superdry on suojaava kertakäyttöinen alusta esimerkiksi sänkyihin ja tuoleihin. Se auttaa käyttäjää tuntemaan olonsa varmaksi ja mukavaksi kaikissa tilanteissa. Alusta on tarkoitettu pääasiassa epästeriileihin toimenpiteisiin, kuten haavanhoitoon ja verinäytteiden ottoon. Se soveltuu erinomaisesti myös suojalakanaksi inkontinenssin yhteydessä. Alustassa on saumatut reunat, jotka takaavat optimaalisen vuotosuojan, sekä hajunsulkujärjestelmä, joka vähentää epämiellyttäviä hajuja. Pinta on pehmeää kuitukangasta, joka varmistaa erinomaisen käyttömukavuuden. Alusta antaa käyttäjälle rauhaa ja varmuutta istuessa tai makuuasennossa. Lisäksi se vähentää kontaminaatoriskiä ja parantaa hygieniää. ABENA Abri-soft Superdry -alustan imukyky on kevyt tai kohtalainen, ja siitä on saatavissa kaksi erilaista versiota – siivekkeillä tai teipillä. Molemmat sopivat ihanteellisesti aktiivisille tai levottomille käyttäjille, sillä ne pysyvät kiinni lakanoissa tai tuolin pinnassa. Molemmista versioista on saatavissa eri kokoja, joten löydät varmasti juuri sopivan ratkaisun.



Tuoteominaisuudet

Lyhyt nimi	Suoja
Brändi	ABENA
Alabrändi	Abri-Soft Superdry
Värin sävy	Light blue
Ominaisuudet	Tehdaspuhdas
Yksi vai useampi käyttökerta	Kertakäyttöinen
Materiaali	Hahtuva, kuitukangas, PE, SAP
Pituus/syvyys	90 cm
Leveys	60 cm
Nettopaino	60 g
Toleranssi	+/- 5 cm
Rothwell-imukyky	1500 ml
Todistukset	CE, FSC Mix, MD, Joutsenmerkki
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	ISO 11948-1
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745
Tuotteen koostumuksesta johtuen sillä on viimeinen käyttöpäivä, joka on laskettu valmistuspäivästä alkaen:	5 vuotta
Säilytysohjeet	Varastointi huoneenlämmössä, kuivassa ja auringonvalolta suojattuna.
Tuotteen hävittämishjeet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna. Jos kontaminaatiota epäillään, tuote on hävitettävä sairaalajätteenä.

Pakkauksen hävittämisohteet

Voidaan kierrättää tai polttaa.

Käyttöohjeet

Suoja on asetettava sängylle tai tuolille sininen puoli alaspäin. Varmista ennen käyttöä, että suoja on asetettu tasaisesti suojattavalle pinnalle.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	120 kpl	60.9 cm	40.4 cm	31.3 cm	5703538924033
pkt	30 kpl	35 cm	32 cm	20 cm	5703538924019
kpl	1 kpl				5703538924026



Pohjoismainen Joutsenmerkki on virallinen pohjoismainen ympäristömerkki. Joutsenmerkillä varustetut tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset raaka-aineiden, tuotannon, käytön, dokumentoinnin ja turvallisuuden osalta.



FSC® (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka on sitoutunut edistämään vastuullista metsänhoitoa maailmanlaajuisesti. FSC®-sertifioidut tuotteet valmistetaan hyvin hoidetuista metsistä ja vastuullisista lähteistä saaduista raaka-aineista. Merkinnällä varustettujen tuotteiden jäljitettävyyden ja sääntöjen mukaisuuden varmistetaan tiukoilla valvontatoimenpiteillä, ja valitsemalla FSC®-sertifioituja tuotteita autat huolehtimaan metsistä, ihmisistä ja villieläimistä, joiden koti metsä on. FSC® Mix tarkoittaa, että tuote on FSC-sertifioidun puun ja kierrätettyjen materiaalien seos. Lisätietoja on verkko-osoitteessa www.fsc.org.



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinällisille laitteille.



Takaa, että tuotteemme on testattu sellaisten ainesosien varalta, jotka voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Testit on suorittanut riippumaton kolmannen osapuolen laboratorio.



Hajujensitomisoimaisuus on tärkeä tekijä huomaamattomuuden varmistamiseksi. ABENA-inkontinenssituotteet on suunniteltu ja valmistettu minimoimaan epämiellyttävät hajut mahdollisimman hyvin.



Polyakrylaattiraaka-aine imee nesteitä 33 kertaa oman painonsa verran.



Kertakäyttöinen tuote.



Tuotteen erittäin pehmeä pinta lisää käyttömukavuutta.



Raaka-aine imee nesteitä 10 kertaa oman painonsa verran ja levittää nesteen tasaisesti.



Inkontinenssituotteiden
ja vauvanvaippojen
erityisominaisuus, joka
auttaa levittämään nesteen
tasaisesti ja pitää ihon
kuivana.

